

Repaherb taisnās zarnas svecītes - lietošanas instrukcija

Uzmanīgi izlasiet visu šo rokasgrāmatu, jo tā satur svarīgu lietotāja informāciju. Šis produkts ir medicīnas ierīce pieaugušajiem, kas jālieto atbilstoši norādītajām indikācijām, lai panāktu maksimālu efektu.

Neizmetiet šīs instrukcijas, jo, iespējams, tās būs jāizlasa vēlreiz.

Sastāvs

Sukralfāts, kakao sviests, lanolīns (dārzenū), Witepsol W25 (sveču bāze), kliņģerīšu ekstrakts, kumelīšu ekstrakts, burvju lazdas lapu ekstrakts.

Pasākuma forma

Taisnās zarnas svecītes. Katrā kastītē ir 10 taisnās zarnas svecītes, katra pa 2,5 g.

Kas ir Repaherb taisnās zarnas svecītes un kādam nolūkam tās lieto?

Repaherb taisnās zarnas svecītes lieto, lai atvieglotu simptomus, kas saistīti ar hemoroīdiem un to komplikācijām (piemēram, ekzēmu, tūpļa plīsumu). Tie pārklāj un aizsargā epidermu, mazina ādas iekaisumus un niezi un tādējādi palīdz veicināt ādas atjaunošanos. Tie samazina ādas izžūšanu, kas palīdz sadziedēt brūces un samazina plaisāšanas un defekācijas radīto bojājumu risku.

Kad vajadzētu izvairīties no Repaherb taisnās zarnas svecīšu lietošanas?

Nelietot, ja ir paaugstināta jutība pret lanolīnu vai kādu no šīs ziedes palīgvielām.

Nelietot asiņošanas hemoroīdiem.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecības un zīdīšanas laikā Repaherb rektālo svecīšu lietošana nav kontrindicēta, taču ieteicams konsultēties ar savu ārstu.

Mijiedarbība ar citām zālēm

Nav pieejami dati par Repaherb rektālo svecīšu mijiedarbību ar citām zālēm, tādēļ ieteicams konsultēties ar šiem ārstiem vai farmaceitiem pirms šo rektālo svecīšu vienlaicīgas lietošanas ar citām zālēm.

Taisnās zarnas svecīšu lietošana kopā ar prezervatīvu var samazināt kontracepcijas drošību.

Kā lietot Repaherb taisnās zarnas svecītes?

Vienmēr lietojiet šo produktu, kā norādīts lietošanas instrukcijā.

Ja produkts tiek lietots citādi, nekā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā, simptomi var nebūt pietiekami atviegloti un var rasties kairinājums.

Pirms Repaherb taisnās zarnas svecīšu lietošanas nomazgājiet rokas.

Ieteicamā deva: Viena svecīte jāievieto taisnajā zarnā, ja iespējams, pēc defekācijas un skalošanas vienu vai divas reizes dienā.

Katra svece sloksnē ir atdalīta ar perforācijām.

Pirms lietošanas pārlicinieties, vai iepakojums un ierīce nav bojāti.

Ja iepakojums ir bojāts, nelietojiet sveces.

Atdaliet vienu sveci caur perforētajiem caurumiem. Uzmanīgi velciet sloksni, sākot no augšas, kas atzīmēta ar bultiņu. Izņemiet aizdedzes sveci no iepakojuma.

Pēc sveces lietošanas vienmēr nomazgājiet rokas.

Nepieļaut nokļūšanu acīs, apkārtējās vietās acu tuvumā, mutē un uz tās gļotādām. Ja uz minētajām vietām nokrīt sveces, pēc iespējas ātrāk noslaukiet vai nomazgājiet.

Sveces var notraipīt apakšveļu, tāpēc ieteicams izmantot paliktņus.

Lietošanas ilgums ir atkarīgs no simptomu mazināšanas, bet svecītes var lietot līdz 4 nedēļām bez pārtraukuma.

Ja simptomi neuzlabojas 1-2 nedēļu laikā, konsultējieties ar savu ārstu.

Iespējamās blakusparādības

Jebkuru lokālu preparātu lietošana (īpaši ilgstoša) var izraisīt paaugstinātas jutības reakcijas, kas ietver dedzināšanu, niezi, sāpes un apsārtumu. Ja šo zāļu lietošanas laikā novērojat kādu no šiem simptomiem, pārtrauciet to lietošanu un sazinieties ar savu ārstu.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, tostarp visas iespējamās blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! Izvairieties no saskares ar acīm! Nenorīt!

Repaherb taisnās zarnas svecītes nedrīkst lietot vagināli.

Derīguma termiņš un uzglabāšanas nosacījumi

Derīguma termiņš ir norādīts uz kastītes un blistera.

Nelietojiet sveces pēc derīguma termiņa beigām. Svecītes ir derīgas līdz norādītā mēneša pēdējai dienai

Uzglabāt Repaherb taisnās zarnas svecītes temperatūrā līdz 25°C.

Sargāt no saules gaismas.

Nevienu medicīnas ierīci nedrīkst izmest kopā ar notekūdeņiem vai sadzīves atkritumiem. Jautājiet savam farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

Šīs lietošanas instrukcijas pēdējo reizi tika publicētas/pārskatītas 2017. gadā. marts.

Medicīniska iekārta

2409

Ražotājs un izplatītājs: Egis Pharmaceuticals PLC, Keresztúri út 30–38., Budapešta, 1106, Ungārija